

FICHE PRODUIT

Strong Cleaner, PE-6800

Référence : SOC-PE-SC0.1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Utilisation: Maintenance de l'analyseur

Conditionnement minimum de vente: bidon de 0.1 litre

Poids: 0.1 kg

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9785-strong-cleaner-pe-6800.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com