

FICHE PRODUIT



Concentrated cleaner, PE-6800

Référence : SOC-PE-CC0.5

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Utilisation: Maintenance de l'analyseur

Conditionnement minimum de vente: bidon de 0.5 litre

Poids: 0.5 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9786-concentrated-cleaner-pe-6800.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com