


FICHE PRODUIT

MORGUE 3 CORPS 3 PORTILLONS DE PASSAGE 70 CM, Modèle Frima Morg337

Référence : SOC-MORG3371

Description du produit

MORGUE 3 CORPS 3 PORTILLONS DE PASSAGE 70 CM, Modèle Frima Morg337

Caractéristiques de la Cellule réfrigérée à 3 corps et 3 portes :

- Dimensions: intérieures (L 90 x P 210 x H 240 cm); extérieures (L 102 x P 222 x H 256 cm) (hors groupe frigorifique) ;
- Panneaux d'épaisseur 60mm pour fonctionnement en température positive (0/+5°C) ;
- Isolation en mousse polyuréthane rigide prise entre deux feuilles d'acier de 0.63 mm ;
- Panneaux modulables avec système d'assemblage par boîtiers à excentriques tous les 60 cm ;
- Poteau d'angle : en PVC isolés par injection de mousse polyuréthane ;
- Coefficient K d'isolation: 0,35 W/m²K ;
- Classe au feu M1 (Norme NFP94 - 38128A) ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Finition intérieur et extérieur en acier inox 304 L avec film de protection ;
- 3 portillons de passage utile de 70 cm en largeur et de 55 cm en hauteur ;
- Portillons montés sur charnières à rampes hélicoïdales fermant à clé, équipées d'un système de décondamnation intérieur ;
- Châssis intérieur, supports de rails, rails et civières tout inox 304 L ;
- Véritable structure intérieure composée de 6 montants avec renforts latéraux et horizontaux pour une meilleure répartition des charges ;
- 6 équerres renforcées par niveau ;
- Eclairage par hublot étanche ;
- Portes étiquettes ;
- Hauteur sous plafond mini : 3.21 m.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/morgue/9788-morgue-3-corps-3-portillons-de-passage-70-cm-modele-frima-morg337.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com