

FICHE PRODUIT



Meuble de rangement en inox, Modèle Frima MBAI

Référence : SOC-495MBAI

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Construction inox 18-10

Dessus doublé.

Dosseret ht 100 mm

2 portes coulissantes doublées avec poignées encastrée en repli.

1 étagère réglable, vérin de réglage, meuble adossé.

Piètement tube 40 x 40 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-salon/9789-meuble-de-rangement-en-inox-modele-frima-mbai.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com