

FICHE PRODUIT

Armoire à instruments, Modèle YC84J18

Référence : SOC-TIA-YC84J18

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L' **Armoire à instruments, Modèle YC84J18** est celle le plus en vue en chine, fait d'alliage d'aluminium, agréable à regarder. Pourvu de rideaux plastiques, facile à utiliser et discret. Les tiroirs du haut et du milieu peuvent être utilisés pour le classement. Le tiroir inférieur sectionné en 10 compartiments.

Dimensions totales: 782 mm x 550 mm x 2 240 mm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/979-armoire-a-instruments-modele-yc84j18.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com