

FICHE PRODUIT

Siphon en acier inox 200 x 200 mm, Modèle LIMATEC 2063S

Référence : SOC-2063SLM

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Siphon en acier inox EN 1.4301 200 x 200 mm, hauteur 95 mm, sortie verticale diamètre 63 mm, écoulement 1.14 l/s env., garde d'eau 50 mm, rosette à petits orifices de sécurité diamètre 8 mm libre résistant à une charge (40 x 10) de 19 kN

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/9794-siphon-en-acier-inox-200-x-200-mm-modele-limatec-2063s.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com