

FICHE PRODUIT



Moniteur foetal (Cardiotocographe) FM 801

Référence : SOC-FM801Loc

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur foetal Caractéristiques:

- Apparence élégante conçue, poids léger et espace économisée;
- Zéro automatique et manuel TOCO, détection du mouvement foetal;
- Protection automatique contre la surchauffe de l'imprimante thermique;
- La sonde ultrasonique du pouls à 13-tranches avec l'algorithme unique des fréquences cardiaques donne une FHR précise;
- Mesure effective pour le transducteur TOCO avec haute sensibilité et une pression de large range;
- Garantir la position du transducteur ultrasonique avec indication de l'intensité des signaux;
- Les Batteries Li-Fe rechargeables assurent la supervision continue même lors de panne de secteur;
- La mémoire interne mémorise les informations du patient;
- Système de supervision centrale de l'analyse de base des données par la connexion du réseau TCP/IP;
- Facultatif pour l'utilisation jumelle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/location-des-cardiotocographes-et-monitoring-f/9797-moniteur-foetal-cardiotocographe-fm-801.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com