

FICHE PRODUIT



Moniteur foetal (Cardiotocographe) IC 60 Gémellaire Avec SPO2 et NIBP Maternel

Référence : SOC-IC60Loc

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur foetal & maternel Gémellaire Avec SPO2 et NIBP Maternel Caractéristiques:

- Écran pliable TFT en couleur à 7 inchs de haute résolution;
- Paramètres de base: FHR, TOCO, AFM, Even Mark, MHR, NIBP, MSPO2;
- Imprimante thermique de longue vie incorporée;
- Technologie DSP, identification et mesure en temps réel pour FHR, résultats exactes et fiables;
- Transducteur de haute sensibilité pour la détection de FHR;
- Entreposage, rappel et impression des données de 12 heures;
- Un large rang du voltage fourni (100-240V);
- Poids léger, design compact pour transportation facile;
- Stimulateur foetal et supervision double FHR facultatifs.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/location-des-cardiotocographes-et-monitoring-f/9798-moniteur-foetal-cardiotocographe-ic-60-gemellaire-avec-spo2-et-nibp-maternel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com