

FICHE PRODUIT



Moniteur foetal (Cardiotocographe) IC 90

Référence : SOC-IC90Loc

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur foetal & maternel

Caractéristiques:

- Écran pliable TFT en couleur à 10.4 inches de haute résolution;
- Paramètres de base: FHR, TOCO, AFM, Even Mark;
- Imprimante thermique de longue vie incorporée;
- Sonde imperméable 12-cristale pour le détecteur FHR;
- Analyse de l'arythmie pour ECG maternel;
- Entreposage, rappel et impression des données de 12 heures;
- Réseau avec ou sans fil (facultatif);
- Un large rang du voltage fourni (100-240v);

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Les paramètres maternel: MECG, NIBP, SPO2, PR, RESP, TEMP sont disponibles;
- Stimulateur fœtal et supervision double FHR facultatifs.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/location-des-cardiotocographes-et-monitoring-f/9799-moniteur-foetal-cardiotocographe-ic-90.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com