

FICHE PRODUIT



Cardiotocographe (moniteur Foetal) F2 Dual avec option gémellaire

Référence : SOC-F2Loc

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cardiotocographe avec option gémellaire F2 DUAL

- 2 Voies RCF
- 1 Voie TOCO externe
- Logiciel Insight
- VTC en option

Les cardiotocographes ou moniteur foetaux) d'Edan sont robustes, léger et facilement transportable.

Caractéristiques du Cardiotocographe avec option gémellaire F2 DUAL :

- Écran LCD noir & blanc 5,6 "
- Résolution écran : RGB 640 x 480
- 2 Rythmes Cardiaques (gémellaire pour jumeaux)
- 1 voie TOCO externe
- VCT disponible en option
- Les Capteurs étanches très haute sensibilité : technologie exclusive à 8 cristaux en étoile à

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

fréquence optimale de 1 MHz $\pm$ 10%

- Imprimante thermique haute résolution intégrée
- Largeur d'impression : 15 cm
- Mémoire grande capacité (12 heures de données patients re visualisables)
- Technologie SOV (détection automatique des signaux croisés en cas de grossesse gémellaire)
- Marqueurs d'événements, alertes sonores et visuelles
- Logiciel Insight pour ordinateur PC (transfert des données en temps réel, enregistrement des événements, fichiers patients, historique des séances enregistrées, impression sur papier A4) Cardiotocographe
- Livré avec 3 liasses papier + sacoche + batterie

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/location-des-cardiotocographes-et-monitoring-f/9800-cardiotocographe-moniteur-foetal-f2-dual-avec-option-gemellaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com