

FICHE PRODUIT



Cardiotocographe (Monitoring Foetal) F9

Référence : SOC-F9Loc

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description:

- * Combinaison d'un moniteur classique «Cardiotocographe» et d'un moniteur «Multiparamètres», le Moniteur foetal F9 portable est un cardiotocographe de surveillance foetale et maternelle de haute technologie
- * Il offre une surveillance sophistiquée (de la (futur) mère et du foetus (ou de l'enfant)) pour la salle de naissance des hôpitaux, cliniques et service de consultation
- * Conçu pour une utilisation multiple Antepartum, Intrapartum et Postpartum (avant, pendant et après l'accouchement)
- * Le F9 intègre la fonction gémellaire, la TOCO interne et externe, Mouvement du foetus, FECG, PUI.

Caractéristiques:

- * Manipulation aisée grâce a son écran escamotable
- * Support pour capteur (sonde) et support mural
- * Poignée de transport
- * Lecture facile grâce à 02 modes d'affichage (courbes et valeurs numériques) et à 04 couleurs de fond d'écran

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * 24 heures de stockage des tracés
- * Impression rapide des tracés stockés
- * Algorithme de vérification croisée pour vérifier toute coïncidence entre plusieurs rythmes cardiaques
- * Ecran couleur 12"
- * Excellent algorithme de détection
- * Capteurs (sondes) ultrason étanches de 1 Mhz et à 12 cristaux pour une détection précise
- * Détection automatique des mouvements foetaux
- * Fonction standard: fonction gémellaire, TOCO (interne et externe), MF, MFA
- * Fonction en option: FECG, PIU, Stimulateur foetal, Batterie interne
- * Capacité réseau Ethernet et WIFI
- * Connectique USB pour exporter les données
- * Alarme Visuelle et audio
- * Enregistrement et réécoute audio jusqu'à 1 heure
- * Imprimante thermique. Largeur du papier 152 mm
- * Capacité réseaux interface avec central de monitoring MFM-CNS
- * Alimentation secteur et batterie Ion-Lithium (4 heures d'autonomie en travail continu)
- * Dimensions (mm): 347 x 330 x 120
- * Poids 6 Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/location-des-cardiotocographes-et-monitoring-f/9803-cardiotocographe-monitoring-foetal-f9.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com