

FICHE PRODUIT

poste de travail automatisé pour la coloration et la pose de lamelles de lames de microscope, HistoCore CHROMAX WS

Référence : SOC-VW7202258

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Station de travail automatisée HistoCore CHROMAX WS – coloration & montage de lamelles de routine

Le HistoCore CHROMAX WS de Leica Biosystems est une solution intégrée de coloration automatique et de colleuse de lamelles (coverslipper) dédiée à l'histologie de routine. Conçu pour les laboratoires de pathologie, ce système combine précision, efficacité et documentation numérique pour standardiser votre flux de travail.

Points forts

Haute productivité : jusqu'à 260 lames/heure en mode de recouvrement (coverslipper) selon protocole standard.

leicabiosystems.com

Interface intuitive : contrôle graphique unifié pour la coloration (ST) et le montage de lamelles (CV),

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

avec suivi en temps réel.

leicabiosystems.com

Migration facile : compatibilité avec les protocoles Leica ST5010 / CV5030, les utilisateurs peuvent transférer leurs configurations existantes.

Optimisation des réactifs : comptage automatique des lames, gestion des consommables pour réduire le gaspillage.

Flexibilité de montage : prise en charge de divers milieux de montage (y compris sans xylène), différentes tailles de lamelles (22-24 × 40-60 mm) et épaisseurs normalisées.

Traçabilité et documentation : journaux détaillés, historiques de coloration, conformité aux standards cliniques.

Spécifications clés

Dimensions (poste fermé) : 1 714 × 670 × 650 mm

Poids (avec réactifs + accessoires) : ~ 188 kg

Débit coverslipper : 260 lames / heure

Chargeur de lamelles couvre-objet : 120-160 unités selon épaisseur

Capacité de sortie : jusqu'à 60 lames

Tension d'alimentation : 100-240 V CA ±10 %

Avantages pour votre laboratoire

Réduction des erreurs manuelles et homogénéisation de la qualité des lames

Gain de temps pour le personnel, qui peut se concentrer sur l'analyse plutôt que sur les manipulations

Meilleure efficacité économique grâce à la réduction de consommation des réactifs

Traçabilité complète pour conformité réglementaire et audits

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Intégration fluide dans les configurations existantes grâce à la compatibilité avec les systèmes Leica existants

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ensemble-pour-coloration/9804-automate-de-coloration-de-lames-histocore-st5010.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- histocore

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com