

**FICHE PRODUIT**

## Microtome rotatif manuel, Modèle LEICA 2125

Référence : SOC-72022641

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

Pour une coupe haute qualité et une exactitude du diagnostic, le microtome manuel RM 2125 RTS présente les caractéristiques essentielles d'une coupe fiable et un processus optimal. Une pince à objet à changement rapide et l'orientation à 8° de l'échantillon facilitent une installation rapide. Le retrait de l'échantillon via la fonction "marche/arrêt" et le sens de rotation du volant de dégrossissage sont programmables par l'utilisateur.

- Mécanisme d'avancement et de levée pour une bonne précision de coupes
- Stabilité extrême grâce au dispositif PowerBase optimal, sans vibration
- Porte-lames avancé avec pince à objets pour sécuriser le bord brut de coupe au bloc
- Deux étapes de coupe: grossière de 50 µm et fine de 10 µm
- Stockage des outils et accessoires indispensables sur le dessus du microtome

Épaisseur de section de 0,5 à 60 µm par incréments de 0,5 µm

Amplitude de coupe: 59 mm

Taille max. de l'échantillon: 40×40 mm

Poids: 29 kg

Dimensions (Lx P x H): 438×472×265 mm

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-histo-cyto-pathologie/9805-microtome-rotatif-manuel-modele-leica-2125.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)