

FICHE PRODUIT

Armoire à instruments, Modèle YC95J2

Référence : SOC-TIA-YC95J2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

* Acier de haute qualité enduit de plastique. * Disponible en couleur blanche. * Dimensions totales : 850 mm x 450 mm x 1 800 mm. * Dimensions d'expédition : 860 mm x 460 mm x 1 810 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/981-armoire-a-instruments-modele-yc95j2.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com