

FICHE PRODUIT



Système d'enrobage HistoCore Arcadia

Référence : SOC-LEI9513317

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le système HistoCore Arcadia permet un flux de travail fluide, une utilisation simple et un contrôle précis.

Il comprend une chambre à paraffine, une plaque froide et des pinces chauffantes. Des repose-poignets garantissent un confort et une stabilité renforcée ; Loupe améliorée pour l'enrobage de petites biopsies ; et un écran LCD tactile pour la commande intuitive et le contrôle du système d'enrobage HistoCore Arcadia.

Caractéristiques techniques

1. 1. Chambre à paraffine

Températures d'utilisation : de 50 °C à 75 °C, réglables par incréments de 1 °C

Bac amovible : environ 100 cassettes (compatibles avec le panier Peloris)

Réservoir de paraffine : 4 l max.

Éclairage : LED blanche

Affichage : écran tactile LCD capacitif de 5,7 pouces

Autres caractéristiques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Alimentation électrique: 100-120 V AC, 220-240 V AC, 50/60 Hz

Puissance absorbée : 1000 VA max

Température d'utilisation environnementale : de +20 °C à +30 °C

Dimensions (p x l x h) : 600 mm x 560 mm x 385 mm

Poids: 25 kg

Accessoires en option :

- Loupe conviviale
- Pré-filtre pour la paraffine fondue
- Commande à pédale

1. 2. Plaque froide

Température d'utilisation : -6 °C (à auto-régulation)

Capacité de charge de travail minimale garantie : 60 blocs solidifiés en 30 minutes

Autres caractéristiques

Alimentation électrique : 100 V/110-120 V AC/ 220-240 V AC, 50/60 Hz

Puissance absorbée : 400 VA max.

Plage de température d'utilisation environnementale : +20 °C à +30 °C

Dimensions (p x l x h) : 605 mm x 400 mm x 385 mm

Poids : 30 kg

1. 3. Pincettes chauffantes

Dimensions (p x l x h) : 155 mm x 80 mm x 100 mm

Poids: environ 1, 5 kg

Plage de température d'utilisation : de +15 °C à +40 °C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9811-systeme-d-enrobage-histocore-arcadia.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com