

FICHE PRODUIT

PH-mètre portable, ad 110 pH

Référence : SOC-9180001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

PH-mètre portable, ad 110 pH

Le testeur **AD110 est un pH-mètre** doté d'un étalonnage automatique du pH, d'une fonction HOLD, d'une indication de batterie faible, d'une mesure de température et d'une compensation de la température.

AD110 est un pH-mètre fourni avec une électrode de corps en époxy pH, une sonde de température en acier inoxydable, une solution de nettoyage pour électrodes, une gaine en caoutchouc antichoc, des piles et manuel d'utilisation.

AD110 offre le meilleur rapport qualité / prix pour les mesures de pH et de température de base. Calibrage par bouton à 2 points avec reconnaissance automatique du tampon à 3 points (pH 4,01, pH 7,01 et pH 10,01) La déconnexion automatique après 8 minutes d'inactivité économise de l'énergie et prolonge la durée de vie de la batterie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques de Testeur pH-Mètre portable Modèle AD110

Echelle de mesure pH: -2 à 16 pH

Résolution: ± 0.01 pH

Précision: $\pm 0,02$ pH

Echelle de mesure de la température: -5°C à 105°C

Résolution: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

Précision: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Compensation automatique de température (-5°C à 60°C)

Température de fonctionnement (-5°C / + 50°C)

Calibrage automatique en 1 ou 2 points (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 et 4.01 / 6.86 / 9.18)

Livré avec 4 piles 1,5 volts (inclus), plus de 300 heures d'utilisation

Alimentation: 4 $\times$ SR44 batteries (round)

L $\times$ P $\times$ H (mm): 47 $\times$ 20 $\times$ 135

Contenu de l'envoi

- Sonde de pH AD1230B
- Sonde de température AD7662
- Solution d'étalonnage pH 4 (20 ml)
- Solution d'étalonnage pH 7 (20 ml)
-

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ph-metres/9812-ph-metre-portable-ad-110-ph.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com