

FICHE PRODUIT

Lames de microtome jetables HP35, Modèle Thermo Scientific

Référence : SOC-119123551

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description

- À profil haut
- Durabilité accrue
- Lame de microtome avec revêtement

Caractéristiques du produit :

- L x l : 75 x 14 mm (29,5 x 5,5 ")
- Épaisseur : 0,31 mm (0,01")
- Angle de coupe : 35°

Conditionnement: 50 pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9815-lames-de-microtome-jetables-hp35-modele-thermo-scientific.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com