

FICHE PRODUIT

Coffret à ordures, Modèle YC93J5

Référence : SOC-TIA-YC93J5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

* Structure principale constituée d'aluminium et d'ABS léger et facile à déplacer. * Surface de la table faite d'une nouvelle matière de haute qualité, anti-bactérienne, anti-rouille, résistante à la chaleur et facile à nettoyer. * L'adaptateur CA et CC implantés dans la sonde au-dessus de la table sont facultatifs. * Les couvercles du dessus peuvent être ouverts ou fermés automatiquement. * L'un des compartiments est équipé d'un seau à poubelle amovible d'une pièce. * Plusieurs compartiments peuvent être réunis. La capacité des compartiments est optionnelle. * Il est recommandé de choisir la couleur ci-dessus. * Dimensions totales: 2 050 mm x 500 mm x 800 mm. * Dimensions d'expédition: 2 150 mm x 600 mm x 970 mm. * Poids à l'expédition: 120.5 kg.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles/982-coffret-a-ordures-modele-yc93j5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com