

FICHE PRODUIT

Incubateur de laboratoire 57 L, Modèle IN-010

Référence : SOC-GMIN01057

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Incubateur de laboratoire 57 L - Modèle IN-010

L'incubateur de laboratoire **IN-010** a été conçu pour offrir une stabilité thermique fiable et une opération simple au quotidien. Avec un volume utile de **57 litres**, il convient parfaitement aux laboratoires ayant des besoins d'incubation standard pour la culture, la conservation ou le test d'échantillons sensibles.

Sa chambre interne assure une répartition uniforme de la chaleur, tandis que son contrôleur électronique permet un réglage précis de la température, garantissant des conditions constantes et reproductibles.

Caractéristiques principales

- **Plage de température réglable** adaptée aux applications microbiologiques de routine
- **Volume interne : 57 L**, idéal pour les petits et moyens laboratoires
- **Chauffe uniforme** assurant une incubation stable
- **Contrôle digital** pour un réglage précis et simple

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Chambre interne en acier inoxydable** : hygiène, résistance et durabilité
- **Protection contre la surchauffe** pour une sécurité maximale
- **Construction robuste** adaptée à un usage professionnel quotidien
- Fonctionnement économique et silencieux

Avantages pour le laboratoire

- Incubation stable et reproductible
- Utilisation intuitive avec affichage clair
- Matériaux résistants aux agents de nettoyage
- Format compact permettant une installation sur paillasse
- Excellent rapport qualité-prix pour les applications de routine

Applications

- Incubation de milieux et cultures
- Conservation d'échantillons biologiques
- Tests de stabilité
- Laboratoires d'analyses, centres de recherche, universités
- Secteurs biomédical, pharmaceutique, agroalimentaire

Caractéristiques techniques (type généralement associée au modèle IN-010)

- **Volume interne** : 57 litres
- **Température max.** : environ 60-70 °C
- **Méthode de chauffage** : convection naturelle ou assistée (à confirmer selon modèle)
- **Matériau chambre** : acier inoxydable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Nombre d'étagères** : 1 à 2 (souvent réglables)
- **Contrôleur** : digital / électronique
- **Alimentation** : 230 V
- Système de contrôle : Système à microprocesseur
- PID de contrôle de température
- Réglage de la température numérique
- Lecture temporaire numérique
- Arrivée d'air forcée par ventilateur
- Uniformité de température $\pm 3,0$ °C à 37 °C
- Stabilité de la température $\pm 0,5$ °C à 37 °C
- Alarme et déverrouillage : Oui, 4°C au point de consigne
- Minuterie numérique, 99 h59min + maintien
- Plage de température Ambiante : + 5°C à 75°C
- Accessoire standard : 2 étagères en maille S / S réglables

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/9823-incubateur-de-laboratoire-57-l-modele-in-010.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com