


FICHE PRODUIT



Kit de chirurgie PHACO (chirurgie de la cataracte)

Référence : SOC-GO200915

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit de chirurgie PHACO (chirurgie de la cataracte)

- Seringue - 5ml Leur Lock
- Lances pour yeux en cellulose
- Spectre Kratz-Barraquer
- Couteau à fente phaco, 2.85mm
- Cannule D'Irrigation Lacrimale, 21g
- Aiguille - 30g × 1/2 ", Jaune
- MICS Capsulorhexis - courbé / Fin
- Seringue - 1ml Luer Lock
- Coussinets
- Bac à 4 Compartiments
- coussinets d'yeux
- Ciseaux pour iris, droits avec bouts arrondis
- Bouclier universel
- Hachoir / Mushroom Manipulator

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- CanuleHydrodissectrice, Pearce, 25g
- Canule d'Irrigation, Rycroft, 30g
- Pincés Longue manche
- Aiguille - 21g × 1 1/2 ", vert
- Drap à moitié incisé
- Sac à déchets orange
- Serviette à main, 1/4 pli
- Gallipot, 60 ml
- Gaine non tissée, XRD, 12pl, 7,5 × 5 cm
- Pincés finement entaillés, courte (Hoskins)
- Couteau à pied, 15 °
- Cystotome Cannula, Pearce, 25g
- Aiguille - 27g × 1/2 ", Gris
- Couverture de la table arrière renforcée
- Seringue - 3ml Luer Lock
- 6 gallipot, 120 ml

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/9838-kit-de-chirurgie-phaco.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com