

FICHE PRODUIT

Stérilisateur à billes de verre

Référence : SOC-404505

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Stérilisateur à billes de verre

Stérilisation sûre et rapide, sans altération de l'acier ni du tranchant des instruments.

La température constant de 230°C assure la destruction totale des micro-organismes pathogènes ou non pathogènes, en quelques secondes.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 9,5 x 14 x h 12 cm.
- Réservoir : diam. 4 cm.
- Profondeur du réservoir : 3 cm.
- Poids : 1,2 kgs.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaaleur/9839-sterilisateur-a-billes-de-verre.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com