

FICHE PRODUIT

Table à manger au lit ou assistant muet

Référence : SOC-TAMLIT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cette table à manger au lit, encore appeler **assistant muet**, est de hauteur variable.

* Modèle simple et beau.

* Dimensions totales: 800 mm x 430 mm (échellonnable).

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/table-a-manger-au-lit/984-table-manger.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com