

FICHE PRODUIT



Billes de verre diam. 2 mm, sachet de 100 grs

Référence : SOC-601686

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Billes de verre diam. 2 mm, sachet de 100 grs

Pour stérilisateur à billes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9840-billes-de-verre-diam-2-mm-sachet-de-100-grs.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com