

FICHE PRODUIT



Seringue dentaire

Référence : SOC-3028172

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Seringue dentaire

Seringue de très haute qualité.

Fournie avec une pointe spécialement adaptée à la perforation des capsules en caoutchouc de l'ampoule, et permet une meilleure rétention de la capsule lors de la phase d'aspiration.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-dentaires/9845-seringue-dentaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com