

**FICHE PRODUIT**

## Broyeur et Stérilisateur intégré de déchets hospitaliers, Capacité 25L

Référence : SOC-ISS25L

### Points forts

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Broyeur et Stérilisateur intégré de déchets hospitaliers, Capacité 25L

Le **Broyeur-Stérilisateur des déchets hospitaliers modèle ISS 25L** réalise le **broyage et la stérilisation à la vapeur des déchets** dans un seul récipient.

Le récipient comporte un **arbre à entraînement motorisé** avec des **lames de broyage et d'écrasement** qui réduisent la taille et le volume des déchets.

- **Facile à faire fonctionner**- Il n'est pas nécessaire d'avoir de qualifications techniques spéciales.
- **Sain pour l'environnement** - Les déchets broyés sont réduits à 1/5 de leur volume original sans émettre de substances nocives.
- **Rentable** - Fonctionnement et entretien peu coûteux.
- **Totalement sûr** - Les portes à blocage automatique empêchant toute interruption non

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

autorisée.

- **Efficace** - Une seule unité suffit pour un laboratoire, une clinique ou un hôpital de taille moyenne.
- **Compact** - Pièce de seulement 3 x 4 m si nécessaire.
- **Facilement et rapidement installé** - Facilité d'adaptation et d'intégration dans le système de gestion des déchets des hôpitaux.

**Caractéristiques du Broyeur et Stérilisateur intégré de déchets hospitaliers, Capacité 25L:**

|                                                         |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions de la chambre intérieure x profondeur</b> | <b>260 x 482 mm</b>                                                                       |
| Volume de la chambre                                    | 25 l                                                                                      |
| Dimensions extérieures (L x H x P)                      | 1070 x 1025 x 725 mm                                                                      |
| Poids approximatif                                      | 280 kg                                                                                    |
| Déchets usinables moyens kg                             | 5-7,5 kg/h *                                                                              |
| Alimentation électrique**                               | 3 phases, 380-400 V, 50/60 Hz                                                             |
| Puissance avec générateur de vapeur                     | 12 kW                                                                                     |
| Cycles de stérilisation offerts                         | Déchets 134 °C / Textiles non coupés 134 °C / déchets spéciaux 134 °C / verre 134 °C      |
| Test et autres cycles offerts                           | Test dynamique / cycle de nettoyage                                                       |
| Écran tactile                                           | À ACL 5,7 po avec graphiques couleur                                                      |
| Boîtier                                                 | Acier peint                                                                               |
| Porte de chambre                                        | Système de verrouillage automatique de la porte avec fonctionnalités de sécurité avancées |

\* Dépend de la densité des déchets.

\*\* Réglables selon les différents systèmes de tension.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
 fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/broyeur-sterilisateur/9849-sterilisateur-a-vapeur-avec-broyeur-integre-modele-iss25l.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)