

FICHE PRODUIT

Chariot brancard amovible de secours, Modèle BC01J

Référence : SOC-TIA-BC01J

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Fabriqué à partir d'ABS.
- L'extrémité arrière de l'appareil peut être relevé jusqu'à 45°.
- Hauteur modifiable.
- Pourvu d'une potence pour transfusion.
- Les deux côtés peuvent roter jusqu'à 90° afin de protéger le patient.
- Dimensions totales : 1 980 mm x 780 mm x 560 / 870 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/985-chariot-brancard-amovible-de-secours-modele-bc01j.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com