

FICHE PRODUIT

Broyeur et Stérilisateur intégré des déchets hospitaliers, Capacité 560L

Référence : SOC-ISS500L

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Broyeur-Stérilisateur des déchets hospitaliers modèle ISS 500L

Le **Broyeur-Stérilisateur des déchets hospitaliers modèle ISS 500L** réalise le broyage et la stérilisation à la vapeur des déchets dans un seul récipient.

Le récipient comporte un arbre à entraînement motorisé avec des lames de broyage et d'écrasement qui réduisent la taille et le volume des déchets.

Caractéristiques du Broyeur-Stérilisateur des déchets hospitaliers modèle ISS 500L:

- **Facile à utiliser** : Il n'est pas nécessaire d'avoir de qualifications techniques spéciales.
- **Sain pour l'environnement** : Les déchets broyés sont réduits à 1/5 de leur volume original sans émettre de substances nocives.
- **Rentable** : Fonctionnement et entretien peu coûteux
- **Totalement sûr** : Les portes à blocage automatique empêchant toute interruption non autorisée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Efficace** : Une seule unité suffit pour un laboratoire, une clinique ou un hôpital de taille moyenne.
- **Compact** : Pièce de seulement 3 x 4 m si nécessaire.
- **Facilement et rapidement installé** : Facilité d'adaptation et d'intégration dans le système de gestion des déchets des hôpitaux.

Spécifications techniques du Broyeur-Stérilisateur des déchets hospitaliers modèle ISS 500L:

Dimensions de la chambre interne (diamètre x profondeur)	840 x 923 mm
Volume de la chambre	560 L
Dimensions externes (Larg. x Haut. x Prof.)	Avec boîtier (L x H x P) : 2710 x 2030 x 2300 mm Avec chargeur automatique (L x H x P) : 2710 x 2900 x 2800 mm
Poids approximatif	1500 kg
Déchets usinables moyens kg	100- 150 kg/h *
Alimentation électrique**	3 phases, 380-400 V, 50/60 Hz
Puissance avec générateur de vapeur	110 kW
Cycles de stérilisation offerts	Déchets 134 °C / déchets spéciaux 134 °C / verre 134 °C
Test et autres cycles offerts	Test dynamique / cycle de nettoyage
Écran tactile	Écran tactile LCD 5.7" avec graphiques couleur
Boîtier	Acier peint
Porte de chambre	Système de verrouillage automatique de la porte avec fonctionnalités de sécurité avancées

* Dépend de la densité des déchets.

** Réglables selon les différents systèmes de tension.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/broyeur-sterilisateur/9853-sterilisateur-a-vapeur-avec-broyeur-integre-modele-500l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com