

FICHE PRODUIT



Broyeur et Stérilisateur intégré des déchets hospitaliers, capacité 150L Premium

Référence : SOC-ISS-AC-575PR

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Caractéristiques.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimensions de la chambre intérieure x profondeur	500 x 800 mm
Volume de la chambre	150 l
Dimensions extérieures (L x H x P)	1290 x 2150 x 2039 mm
Poids approximatif	850 kg
Déchets usinables moyens kg	45-67 kg/h *
Alimentation électrique**	3 phases, 380-400 V, 50/60 Hz
Puissance avec générateur de vapeur	60 kW
Cycles de stérilisation offerts	Déchets 134 °C / déchets spéciaux 134 °C / verre 134 °C
Test et autres cycles offerts	Test dynamique / cycle de nettoyage
Écran tactile	À ACL 5,7 po avec graphiques couleur
Boîtier	Acier peint
Porte de chambre	Système de verrouillage automatique de la porte avec fonctionnalités de sécurité avancées

* Dépend de la densité des déchets.

** Réglables selon les différents systèmes de tension.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/broyeur-sterilisateur/9855-sterilisateur-a-vapeur-avec-broyeur-integre-modele-issac575pr.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com