

FICHE PRODUIT



Chariot brancard amovible modèle QC-100-01

Référence : SOC-TIA-YC761

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Chariot brancard amovible modèle QC-100-01

- Cadre en acier inoxydable ;
- La partie civière peut être enlevée facilement ;
- Avec matelas ;
- Dimension globale: 1900 mm × 710 mm × 957 mm ;
- Dimension de l'emballage: 1950 mm × 760 mm × 1010 mm ;
- Poids net: 23,5 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/986-chariot-brancard-amovible-modele-yc761.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com