


FICHE PRODUIT



BOITE A CATARACTE

Référence : SOC-605655

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boite à cataracte composée de :

- Boîte inox, 20 x 10 x 5 cm 1
- Blépharostat Bowman, 7 cm 1
- Ciseaux Iridectomie, courbes, 10 cm 1
- Ciseaux à Cornée de Vannas, 10 cm, droits, mousses 1
- Ciseaux de Castroviejo, à cornée, courbes, mousses, 10 cm 1
- Couteau à Cataracte Graefe 1
- Crochet Graefe à Iris, fin 1
- Canule à Injection Rycroft, air, coudée, 0,3 mm 2
- Canule de Charleux, aspiratrice, courbe, 20 mm x 0,6 mm 1
- Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, A/G 1
- Pince à Fixer de Barraquer, 1 x 2 griffes obliques 1
- Pince à Fixer Elschinig, A/G, oblique 1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pince à Suture de Tübingen, à plateaux, 10 cm, droite, S/G 1
- Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, S/G 1
- Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, A/G 1
- Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, courbe, S/G 1
- Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite 2
- Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, droit 1
- Spatule à Iris Castroviejo 1
- Spatule à Iris De Wecker 1

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/9862-boite-a-cataracte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com