

FICHE PRODUIT



Tarauds à main Ebaucheur, DIN 2181, HSS-G, Mf 4.5 x 0.5

Référence : SOC-VOE26313

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tarauds Main Ebaucheur, DIN 2181, HSS-G, Mf 4.5 x 0.5

Caractéristiques techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Type de filetage	File journées métrique à pas fin ISO DIN 13
Norme	DIN 2181
Matériel	HSS-G
Tolérance	ISO 2 /6H
Taille	Taille nominale D Mf 4.5 x 0.5
Longueur totale (L1)	50 mm
Longueur du filet (L2)	12 mm
Diamètre de la queue (D2)	6 mm
Carré conducteur	Carré 4.9 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9865-tarauds-main-ebaucheur-din-2181-hss-g-mf-4-5-x-0-5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com