

FICHE PRODUIT



Tarauts à Main Ebaucheur, DIN 352, HSS-G - M 5.5 x 0.9

Référence : SOC-VOE27336

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Taraut à Main Ebaucheur, DIN 352, HSS-G - M 5.5 x 0.9

Caractéristiques techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Type de filetage	filejournées métrique ISO DIN 13
Norme	DIN 352
Matériel	HSS-G
Tolérance	ISO 2 /6H
Taille	taille nominale D 5.5 x 0.9
Longueur totale (L1)	50 mm
Longueur du filet (L2)	18 mm
Diamètre de la queue (D2)	6 mm
Carré conducteur	carré 4.9 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9866-tarauds-a-main-ebaucheur-din-352-hss-g-m-5-5-x-0-9.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com