

FICHE PRODUIT

Tournevis hexagonal 25 cm - diam 2.5 mm pour vis diam 3.5 mm

Référence : SOC-601180

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Tournevis hexagonal 25 cm

- Diam 2.5 mm pour vis
- Diam 3.5 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9868-tournevis-hexagonal-25-cm-diam-2-5-mm-pour-vis-diam-3-5-mm.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com