

FICHE PRODUIT



Stérilisateurs à billes ultra-rapides, Modèle ST350

Référence : SOC-ST350LBM

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques du stérilisateur à bille Modèle ST350

- Il est composé d'une cuve chauffante inox qui contient des billes de verre portées à 250°C
- ST350 pour instruments longs, profondeur de la cuve 140 mm
- Thermomètre de contrôle à cadran
- Boîtier isolé : la température externe de l'appareil ne dépasse pas 40°C
- Livré avec couvercle

Mode d'emploi:

les instruments sont "plongés" dans le bain de billes, la partie immergée est alors instantanément portée à 250°C et subit ainsi une stérilisation totale en quelques seconde.

Temps de stérilisation

suivant tests de l'Institut Pasteur sur pinces : bactéries anaérobies strictes 10 secondes, virus Coxsackie B2 (Enterovirus) : 10 s, virus Chlamydia groupe : 10 s, bacille tuberculeux : 10 s, bactéries aérobies et anaérobies facultatives et levures : 10 s

Fonction:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

stérilisation ultra-rapide de tout type d'instruments tels que pinces, aiguilles, anses, etc.

Accessoires

Vendu avec Billes de verre pour ST350 les 300g

Accessoires

Vendu avec Billes de verre pour ST350 les 300g

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaaleur/9873-sterilisateurs-a-billes-ultra-rapides-modele-st350s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com