

FICHE PRODUIT

Stérilisateurs à billes ultra-rapides, Modèle ST250

Référence : SOC-ST250LBM

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du stérilisateur à bille Modèle ST250

- Il est composé d'une cuve chauffante inox qui contient des billes de verre portées à 250°C
- ST250 pour instruments de longueur moyenne, profondeur de la cuve 80 mm
- Thermomètre de contrôle à cadran
- Boîtier isolé : la température externe de l'appareil ne dépasse pas 40°C
- Livré avec couvercle

Mode d'emploi:

les instruments sont "plongés" dans le bain de billes, la partie immergée est alors instantanément portée à 250°C et subit ainsi une stérilisation totale en quelques seconde.

Temps de stérilisation

suites tests de l'Institut Pasteur sur pinces : bactéries anaérobies strictes 10 secondes, virus Coxsackie B2 (Enterovirus) : 10 s, virus Chlamydia groupe : 10 s, bacille tuberculeux : 10 s, bactéries aérobies et anaérobies facultatives et levures : 10 s

Fonction:**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

stérilisation ultra-rapide de tout type d'instruments tels que pinces, aiguilles, anses, etc.

Accessoires

Vendu avec Billes de verre pour ST250 les 150g

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaaleur/9874-sterilisateurs-a-billes-ultra-rapides-modele-st350.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com