

FICHE PRODUIT

Lipides totaux

Référence : SOC-HB018

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques

Méthode	Phosphovainilline
Conditionnement	5boites (2 x 125 ml)
CE	CE
Test par trousse sur CYANStart :	250
Test par trousse sur CYANPro :	NA
Test par trousse sur CYANExpert :	NA
Température :	2-8°C
Echantillons :	Sérum, Plasma
Réactifs :	Liquide
Mesures :	Colorimétrique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9875-lipides-totaux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com