

**FICHE PRODUIT**

## Potassium

Référence : SOC-HB015

**Points forts**

- délais : 48 heures

## Description du produit

**Caractéristiques**

| Méthode                           | NaTPB-Prec                  |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Conditionnement                   | 2 x 50 ml                   |
| CE                                | CE                          |
| Test par trousse sur CYANStart :  | 100                         |
| Test par trousse sur CYANPro :    | 100                         |
| Test par trousse sur CYANExpert : | NA                          |
| Température :                     | 2-8°C                       |
| Echantillons :                    | Sérum, Plasma               |
| Réactifs :                        | Liquide                     |
| Mesure :                          | Colorimétrique, Point final |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9876-potassium.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com