

FICHE PRODUIT

Incinérateur de bactéries LMR

Référence : SOC-INLMR

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques

- Stérilisation complète par rayonnement infrarouge en 5 à 8 secondes
- Température optimale de stérilisation : 850°C atteinte en 6 minutes
- Stabilité assurée par un support lourd
- Aucun risque d'incendie ni de brûlures
- Dimensions. incinérateur : Ø15 x 145 mm
- Puissance : 100 W
- Dimensions. (lpxh) : 95x190x180 mm
- Poids: 1,5 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaaleur/9881-incinérateur-de-bacteries-lmrr.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com