

FICHE PRODUIT



Stérilisateurs d'anses électriques avec capteur infrarouge

Référence : SOC-WD6700

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques:

- large panneau d'affichage frontal en verre, protection IP20, résistant à la chaleur;
- structure en acier inoxydable résistant aux UV et aux solvants;
- mise en service automatique par capteur infra rouge;
- tube chauffant en quartz ou céramique, suivant modèle;
- tube en céramique particulièrement recommandé pour les matières organiques;
- température de stérilisation 650°C à 1000°C;
- utilisables en atmosphère dépourvue d'oxygène et sous hotte à flux laminaire;
- pas de dégagement de chaleur autour de l'appareil, refroidissement rapide;
- compatibles avec tous les modèles d'anses;
- nettoyage facile;
- disjoncteur thermique, arrêt automatique après 1 heure de non utilisation;
- affichage digital et signal sonore réglable pour stérilisation et refroidissement;
- paramétrable pour deux utilisateurs simultanément;
- alimentation : 230V - 50 Hz;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- puissance 600 W;
- dimensions (l x p x h) : 110 x 180 x h 170 mm;
- poids : 1,8 kg;
- livré avec un porte anse, une anse Ø 3 mm et un support pour 3 porte-anse au dos de l'appareil;
- garantie 2 ans.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/9882-sterilisateurs-d-anses-electriques-avec-capteur-infrarouge.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com