

## FICHE PRODUIT



# Anse d'inoculation

Référence : SOC-KOLA-001-025

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Caractéristiques

Type : anse d'inoculation en Ni-Cr, bout en forme de cercle de Ø3 mm.

Unités par lot : 25.

Conditionnement minimum de vente: 1

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/9884-anse-d-inoculation.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com