

FICHE PRODUIT

Pipeteur électrique automatique avec affichage digital

Référence : SOC-PK1300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pipeteur électrique automatique avec affichage digital

Caractéristiques:

- 8 vitesses d'aspiration et de distribution du liquide
- débit jusqu'à 25 ml en 5 secondes
- écran LCD à l'arrière du pipeteur : affichage de la charge de la batterie et de la vitesse de distribution
- filtre hydrophobe remplaçable 0,45 µm
- alimentation : batterie en lithium-ion rechargeable, autonomie 8 heures, ou fonctionnement en continu sur secteur 230 V
- durée de charge de la batterie 2 à 3 heures
- support : 2 positions stables
- poids : 215 g
- livré complet avec batterie rechargeable, chargeur de batterie, support 2 positions, 1 filtre hydrophobe (0,45 µm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- embout de pipette en silicone, autoclavable à 121°C

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetting-aid/9887-pipeteur-electrique-automatique-avec-affichage-digital.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com