


FICHE PRODUIT



Flacon Erlenmeyer 1000 ml.

Référence : SOC-15449103

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Flacon Erlenmeyer 100 ml.

Capacité: 1000 ml

Conditionnement minimum de vente: lot de 10.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/9888-flacon-erlenmeyer-1000-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com