


FICHE PRODUIT

Bécher forme haute en verre - 1000 ml

Référence : SOC-VEF-33510214

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Bécher forme haute en verre - 1000 ml

- Matériau: en verre
- Bec verseur: oui
- Forme haute: oui
- Capacité 1000ml
- Diamètre: 95 mm
- Hauteur 180mm
- Conditionnement:1

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/9890-becher-forme-haute-en-verre-1000-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com