

FICHE PRODUIT



ATTELLE DE TRACTION

Référence : SOC-510535

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques:

Coloris de l'attelle : bleu et métal - Coloris des sangles : noir

- Longueur mini: 89 cm
- Longueur maxi: 137 cm
- Largeur: 24,5 cm
- Hauteur mini: 8 cm
- Hauteur maxi: 23 cm
- Poids : 2kg.

Attelle livrée avec 4 sangles de maintien numérotées, 1 sangle de cheville, 1 sac de transport (bleu pour le modèle adulte) et 1 notice d'utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/9892-attelle-de-traction.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com