


FICHE PRODUIT



Thermomètre GALLIUM

Référence : SOC-1512012000

Points forts

- délais : 4 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques:

- Gamme de prise de mesure : de + 35.5°C à + 42°C.
- Résolution : 0.1 °C.
- Précision : $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Température de fonctionnement : entre - 15 °C et + 42 °C.
- Température de stockage : entre - 15 °C et + 42 °C.
- Dimensions : 130 x 10 mm.
- Sans mercure.
- Garantie 2 ans.
- Conditionnement minimum de vente: 1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/9893-thermometre-gallium.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	4 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com