

FICHE PRODUIT



Taraud à os avec poignée en T, acier inox, diamètre : 3.5mm (cortical)

Référence : SOC-201708SGV

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Taraud à os avec poignée en T, acier inox, diamètre : 3.5mm (cortical)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/9901-taraud-a-os-avec-poignee-en-t-acier-inox-diametre-3-5mm-cortical.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com