

FICHE PRODUIT



ECG d'effort (ou épreuve d'effort) avec tapis d'effort

Référence : SOC-TM03

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

MATERIEL :

- **Kit Bluetooth**

Le transmetteur et capteur Bluetooth assure une bonne qualité de l'onde ECG et la sécurité du patient en isolant le corps du patient, du courant; le patient peut se mouvoir librement ; une excellente fonction anti-interférence ; Cet appareil Bluetooth peut se connecter à un ordinateur de bureau, un ordinateur portable et une tablette.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

MODELE	Module Bluetooth ECG avec fils de 12
Fils	Fil de 12, 10 électrodes
Fréquence d'échantillonnage	12 bits, 4096 Hz
Dimension	Transmetteur : 13.5 x 7.5 x 2.4 cm Capteur : 13.9 x 12 x 3 cm
Poids	Transmetteur : 110 g Capteur : 240 g
Alimentation	Transmetteur : 4 x Batteries AA (6.0V) Capteur : Port USB (5.0V)

• Boîte d'acquisition ECG

MODELE	Boîte d'acquisition ECG
Fils	Fil de 12, 10 électrodes
Fréquence d'échantillonnage	16 bits, 10240 Hz
Dimension	12 x 8.5 x 2.8 cm
Poids	190 g
Alimentation	Chargeur USB, DC 5.0 V (+5%, -10%)

- **Affichage** : Ordinateur portable LCD 24 pouces, support maximal.
- **Imprimante** : Imprimante support couleur, Imprimante support blanc et noir. Les rapports à une seule couleur peuvent être imprimés.
- **Chaîne** : 12 chaînes, 10 fils.

• MODELE DE TAPIS ROULANT DMS-TM03

- Moteur : Moteur silencieux AC
- Vitesse : 0 - 20 Km/h

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

- Classe : 0 – 25°
- Contrôleur : Contrôle de fréquence de la vitesse du moteur
- Courroie : 520 x 3240 mm (largeur x diamètre)
- Taille du tapis roulant : 2250 x 960 x 660 mm (Longueur x Largeur x Hauteur)
- Interface de contrôle : RS232
- Alimentation: 220 V
- Puissance nominale: 3 Chevaux - vapeur

- **ERGOMETRE**

- **ERGOSELECT 100**

- **ERGOSELECT 1000**

- **BP EXERCICE D'EFFORT TANGO M2**

TANGO est un moniteur de mesure de tension artérielle non invasif lors de l'exercice d'effort pour usage sur tapis roulant, ergomètres ou test de stress exercé par pharmacologie. Il mesure et affiche la tension artérielle systolique et diastolique du patient adulte. TANGO adopte en termes exclusif la technologie solaire « analyse tridimensionnelle des sons-K », pour avoir de bons résultats dans un environnement à grand bruit et d'exercice.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/9904-systeme-ecg-avec-tapis-de-course-dms-tm03.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com