

FICHE PRODUIT



ECG d'effort (ou épreuve d'effort) avec vélo d'effort

Référence : SOC-ERGO100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

ECG d'effort (ou épreuve d'effort) avec vélo ergomètre

Le test d'effort par ECG est conçu et manufacturé pour fournir systématiquement un diagnostic précis avec un maximum de description et de fidélité. Il est capable d'échantillonner, d'enregistrer normalement et d'analyser l'exercice d'ECG du patient en ajoutant de la pression au cœur durant l'exercice. Il peut également faire des ECG de repos et de rétablissement ; et d'autres mesures. Il prend en charge divers tapis roulants et ergomètres, des tensiomètres automatiques Tango +, un moniteur pour le test d'effort et de stress.

Certifié CE

Certifié ISO 13485

Certifié CCC

MATERIEL :

Kit Bluetooth

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le transmetteur et capteur Bluetooth assure une bonne qualité de l'onde ECG et la sécurité du patient en isolant le corps du patient, du courant; le patient peut se mouvoir librement ; une excellente fonction anti-interférence ; Cet appareil Bluetooth peut se connecter à un ordinateur de bureau, un ordinateur portable et une tablette.

MODELE	Module Bluetooth ECG avec fils de 12
Fils	Fil de 12, 10 électrodes
Fréquence d'échantillonnage	12 bits, 4096 Hz
Dimension	Transmetteur : 13.5 x 7.5 x 2.4 cm Capteur : 13.9 x 12 x 3 cm
Poids	Transmetteur : 110 g Capteur : 240 g
Alimentation	Transmetteur : 4 x Batteries AA (6.0V) Capteur : Port USB (5.0V)

Boîte d'acquisition ECG

MODELE	Boîte d'acquisition ECG
Fils	Fil de 12, 10 électrodes
Fréquence d'échantillonnage	16 bits, 10240 Hz
Dimension	12 x 8.5 x 2.8 cm
Poids	190 g
Alimentation	Chargeur USB, DC 5.0 V (+5%, -10%)

NB : L' Ordinateur et l'imprimante ne sont pas inclus dans le pack.

Système d'épreuve d'effort de PNI SUNTECH TANGO (En Option):

TANGO est un moniteur de mesure de tension artérielle non invasif lors de l'exercice d'effort pour usage sur tapis roulant, ergomètres ou test de stress exercé par pharmacologie. Il mesure et affiche la tension artérielle systolique et diastolique du patient adulte. TANGO adopte en termes exclusif la technologie solaire « analyse tridimensionnelle des sons-K », pour avoir de bons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

résultats dans un environnement à grand bruit et d'exercice.

Vélo d'effort ERGOSELECT 100 - 360°

L'ergomètre classique pour l'ECG d'effort. Cet ergomètre se caractérise par des programmes d'ergométrie librement définissables, une commande intuitive et des interfaces universelles (numérique, analogique, démarrage à distance) à des fins de connexion à tous les électrocardiographes et PC d'ECG. Disponible avec un large choix d'options et d'accessoires.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ergomètre	ERGOSELECT 100 P
Système de freinage	Frein à courants de Foucault piloté par ordinateur
Charge	De 6 à 999 watts, indépendamment du nombre de tours
Précision	Selon DIN VDE 0750 - 238
Plage de vitesse de rotation	De 30 à 130 t/min
Réglage du guidon	Inclinaison : 360°
Réglage de la hauteur de la selle	En continu, mécanique
Taille	Env. 120cm - 210 cm
Poids du patient (max.)	160 Kg
Unité de commande	
Affichage / Affichage pour le patient	Charge, tours, temps, tension artérielle, spO2 (Option), fréquence cardiaque (LCD) / tours (DEL)
Clavier	Clavier à touches sensibles
Affichage graphique (courbe de la charge 7 du pouls)	Option (Type K)
Programmes d'Ergométrie	
Librement définissables	10
Programmes à paliers fixes (WHO, Hoffman, etc.)	5
Réglage manuel de la charge	standard
Programmes d'entraînement	
Entraînement commandé par le pouls (récepteur pouls intégré)	Option (Type K)
Tests de performance prédéfinis	Option (type K)
Extensions	
Prise de tension artérielle automatique	Option
Mesure de la saturation en oxygène	Option

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Ergomètre	ERGOSELECT 100 P
Interfaces	
Numérique (RS-232, USB) / analogique/ démarrage à distance	Standard /Option / Option
Divers	
Dimensions, max. (L x l x H)	Env. 90 cm x 42 cm x 130 cm
Poids	56 Kg
Alimentation électrique	100 - 240 V/ 50 - 60 Hz / 100 VA max.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/9907-ecg-d-effort-ou-epreuve-d-effort-avec-velo-d-effort.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com