

FICHE PRODUIT



Haricot inox (Bassin réniforme) 200 X 95 X 35 mm, environ 0,2 L

Référence : SOC-00021305

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Haricot inox 200 X 95 X 35 MM 0,2 L

Capacité: environ 0,2 L

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-inox-et-instruments-medicaux/9911-haricot-inox-200-x-95-x-35-mm-0-2-l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com