

FICHE PRODUIT



Haricot Inox (Bassin réniforme) 180 X 85 X 35 MM, environ 0,4L

Référence : SOC-00139017

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Haricot Inox 180 X 85 X 35 MM

Capacité: environ 0,4L

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-inox-et-instruments-medicaux/9912-haricot-inox-180-x-85-x-35-mm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com